

**Nouveauté – Nouveauté - Nouveauté**

# Diagnostic *de la* **Coqueluche** *par* **PCR Temps réel en multiplex**

→ Détection **simultanée** de *B. pertussis*,  
*B. parapertussis* et **contrôle interne** en Temps réel

→ Régions cibles IS481 et IS1001

→ 100% sensibilité pour *B. pertussis*  
98,1% spécificité



*Bordetella pertussis*

→ Kit complet marqué CE

Conditionnement en 2 x 24 tests

Volume réactionnel final de 25 µl

Référence produit: **MOL0200**

**Laboratoires EUROBIO**

7, avenue de Scandinavie

91953 Les Ulis Cedex France

Tél: 01 69 07 94 77: – Fax 01 69 07 95 34

Internet: [http : //www.eurobio.fr](http://www.eurobio.fr)

email: [adv@eurobio.fr](mailto:adv@eurobio.fr)

 **eurobio**