

NOUVEAU

PCR Temps Réel JC Virus

Qualitatif et Quantitatif

JC Virus qPCR Alert Kit



Master mix
Taq polymérase

Amorces JC et
Betaglobine



Sondes TaqMan[®], MGB[®]
Marqueurs
FAM et VIC



Conditionnement : 96 tests

Référence: RTS176MR

STD176MR*

*Standard de quantification optionnel

- ✓ Réactif prêt à l'emploi
- ✓ PCR en duplex avec contrôle interne d'inhibiteur
- ✓ Région détectée : gène codant pour l'antigène T

En complément : BK Virus qPCR Alert Kit



Réf: RTS175

Conditionnement : 96 tests

Nous contacter: Laboratoires EUROBIO

7, avenue de Scandinavie
91953 Les Ulis Cedex France
Tél: 01 69 07 94 77 - Fax: 01 69 07 95 34
Internet: www.eurobio.fr
email: adv@eurobio.fr

