


## La grippe fait son retour !<sup>1</sup>

Eurobio vous propose son test de diagnostic rapide :

# Standard Q Influenza A/B



Test d'orientation diagnostic rapide de la grippe,

**Résultat : positif pour le virus Influenza A, négatif pour le virus Influenza B**

- **COMPLET** - Pour 20 patients  
20 écouvillons, 20 tubes à extraction, 1 contrôle positif et 1 contrôle négatif et 20 cassettes (Matériels jetables à usage unique)
- **PERFORMANT** - Test à large spectre de détection (H1N1, H3N2, H5N1...)  
  - Influenza A : Sensibilité 91,2%<sup>3</sup>; Spécificité 100%<sup>3</sup>
  - Influenza B : Sensibilité 91,7%<sup>3</sup>; Spécificité 99,1%<sup>3</sup>
- **SIMPLE**  
Protocole en 2 étapes réalisé en moins de 5 minutes
- **RAPIDE**  
Interprétation du résultat au bout de 10 minutes.

1. <https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/>

2. Cf. Fiche technique ; paragraphe « procédure »


3. Résultats de l'étude de performance mentionnée dans la fiche technique

## Protocole simplifié Standard Q Influenza A/B




### 1° Recueil de l'échantillon


Par prélèvement nasopharyngé ou lavage/aspiration nasopharyngée




Prélèvement Nasopharyngé



Aspiration Nasopharyngée




Lavage Nasopharyngé (Séringue)




Lavage Nasopharyngé (Bulbe)



### 2° Préparation de l'échantillon



**A.** Préparer l'échantillon selon la méthode de recueil utilisée



**B.** Ajouter 4 gouttes de l'extrait



**Conditionnement :** 20 cassettes (contrôles positif et négatif inclus)

**Date de péremption :** Juillet 2018 (Lot QIN2016001-1)

**Condition de conservation :** Température ambiante

Référence	Désignation	Format	Prix 2017
QINF01G	Standard Q Influenza A/B	20 cassettes	202,60 € H.T

**Bénéficiez de notre offre avant que l'épidémie arrive !**

Je commande ..... boîte(s) **Standard Q Influenza A/B**  
(Réf : **QINF01G - 20 tests**), au prix de **202,60 €<sup>H.T.</sup>** l'unité.

Nom : .....

.....

Mail : .....

**Franco  
de port!**

Cachet de votre Établissement :

**Offre N° 34-2017  
Valable jusqu'au 29/12/2017**